

Esterilização

V M V T S V M M I I Y G Y B A R R E I R A S S K G
O D H Z B E T U N I D I R E C I O N A L G C O J N
A N Q E W F F T R O S C U J B U Q P H J B Y X A Q
Z U I S R M X X S E B I H V A B O M M C A U X F W
R Q J H W Z K X L S J U T I Z K H Z S K X Z U Z W
R E S T E R I L I Z A Ç Ã O P R E H R W W F F A J
P T W M U G P O I Q N G L M J E L C I B J V D U F
Q H D B U M R M U G F D U W N K E I I Z J E T T Y
U M Q M G O O A B H Q F Q T Z P Z U M C Z K E O K
I L O U K Q C K C J Z M E D X T K E Y P T C P C W
J R V C P A E F S T B Z Q M O Y Z D Z N E H A L Y
A P Y L J Q S S P Z S E C A G E M F R V S Z O A U
I W V T M M S G J Z A J C N Y W L T S G M T A V F
M H H D K R O S U P O R T E D E E N V E L O P E S
I A C Z S A K Q D I J O N L Z A I V X H H L B Q A
D N X I G Q T S K C A W Q K N R V F E O T O Y X X
S Z F F C R A X Q H S H C D E S T I L A D A O S Q

1. Qual é o procedimento utilizado para a destruição de todas as formas de vida microbiana incluindo esporos, mediante aplicação de agentes químicos ou físicos.
2. Qual é a direção do fluxo (CME) para o processamento de artigos da limpeza à esterilização?
3. Qual é a Etapa fundamental do processamento de artigos que consiste na remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas das superfícies e reentrâncias do material?
4. Vapor saturado sob pressão é o método de esterilização realizado por qual equipamento?
5. Qual a qualidade da água para utilizar na esterilização em autoclaves?
6. Os indicadores classe 1 são impressos no papel grau cirúrgico e são também denominados indicadores de ...
7. O ciclo de esterilização é composto de três fases: aquecimento, esterilização e qual o terceiro?
8. Qual a alternativa para limpeza e desinfecção nas superfícies tocadas pelos profissionais entre pacientes em consultórios odontológicos? Uso de
9. Qual acessório pode ser utilizado para otimizar o uso da câmara da autoclave?

