


Biossegurança -Lavadora ultrassônica



Across

2. A degaseificação consiste na retirada de gases dissolvidos na solução, e consiste em ligar o equipamento somente com a solução de água e detergente enzimático, isto é sem os ...
3. A limpeza é uma etapa fundamental do processamento de artigos e consiste na remoção de ...orgânicas e inorgânicas das superfícies e reentrâncias do material.
4. Qual a frequência mínima de troca da solução em uma cuba de ultrassom?Uma vez a cada período, ou seja, no início da manhã, e no início da
7. Uma das vantagens de utilizar a cuba de ultrassom na limpeza dos instrumentais. Diminuição do risco ...
10. O tempo de imersão e como preparar a solução devem seguir as recomendações do ...
11. A limpeza de artigos, com o ultrassom proporciona a limpeza de superfícies em áreas de difícil acesso às cerdas da...

Down

1. A cuba de ultrassom ao ser ligada sem água ou solução enzimática danifica-se. Qual outra consequência para você?
5. A utilização da cuba de ultrassom faz parte de qual etapa da esterilização?
6. Qual o detergente mais indicado para a limpeza de instrumentais?
8. Qual o nome do fenômeno responsável pela limpeza realizada pela ondas ultrassônicas em uma lavadora que utiliza essa tecnologia?
9. A etapa da Inspeção Visual, durante o processamento de artigos nos serviços de saúde, tem por finalidade verificar se o artigo esta íntegro, funcional e também se esta totalmente...