

# HIGIPRATIC I


## Esquema de Montagem



A lavagem adequada das mãos constitui um importante método de prevenção de infecções nos serviços de saúde, especialmente nos dias de hoje, em que os microrganismos estão se tornando mais resistentes.

Visando a eliminação da contaminação cruzada nos consultórios por meio do registro da torneira, a Cristófoli desenvolveu a Higipratic I.

- ▶ A Válvula Higipratic I foi desenvolvida para torneiras com acoplamento flexível.
- ▶ Para instalar, retire a conexão flexível da torneira e instale a Válvula Higipratic, ou desconecte somente o lado superior do flexível e acople na entrada de água da Higipratic I, conforme o esquema abaixo.
- ▶ Obs.: Não acompanha torneira.



ACOMPANHA:  
Flexível 1/2",  
hidroválvula e  
pedal de acionamento.

[www.cristofoli.com](http://www.cristofoli.com) - [cristofoli@cristofoli.com](mailto:cristofoli@cristofoli.com)  
Central de Relacionamento com o Cliente: 0800 044 0800

  
**CRISTÓFOLI**  
BIOSSEGURANÇA